

```

"""
Programa final para realizar mediciones en la muestra por medio de
rampas.
"""

import visa
import time
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import parallel

class handler():
    """
        Maneja los eventos de matplotlib y el control de
temperatura
    """
    def __init__(self, line, puerto):
        self.line = line
        self.puerto = puerto
        self.setP = 0 #set point
        self.setPex = 0 #punto decimal del set point
        self.new = True # habilita la entrada de un nuevo dato
        self.xs = line.get_xdata()
        self.ys = line.get_ydata()
        self.STOP = False # frena la iteracion
        self.cid =
line.figure.canvas.mpl_connect('close_event', self.stop)
        self.cidkey =
line.figure.canvas.mpl_connect('key_press_event', self.setPoint)

    def stop(self, event):
        self.STOP = True

    def cambiarSetP(self):
        print('nuevo set point: ', self.setP)
        self.puerto.write('SMON;')
        self.puerto.write('SETP1,'+str(self.setP)+';')# setea el
setPoint a 80
        self.puerto.write('SCONT;')
            #self.puerto.write('SCONT;')# modo control

    def setPoint(self, event):
        try:
            n = int(event.key)
            if self.new:
                self.setP = n
                self.setPex = 0
                self.new = False
            elif self.setPex==0 :
                self.setP = self.setP*10 + n
            else:
                self.setP = self.setP + n*(10**self.setPex)
                self.setPex += 1
        except:

```

```

if event.key == '.':
    self.setPex = -1
if event.key == 'enter':
    self.new = True
    self.cambiarSetP()
if event.key == 'backspace':
    self.new = True
if event.key == 'r':
    plt.cla()
    print ('reset grafico')

```

```

class fuente():
    def __init__(self):
        self.p = parallel.Parallel() # open LPT1 or
/dev/parport0
        self.curr = 0 # 0-> corriente positiva; 1-> corriente
negativa
        self.medicion = 0 # 0-> tension; 1-> termocupla
        self.p.setData(2*self.medicion+self.curr)
    def set(self):
        self.p.setData(2*self.medicion+self.curr)
    def invertir(self):
        if(self.curr == 1):
            self.curr = 0
        else:
            self.curr = 1
    def medir(self,entrada):
        if entrada=='t':
            self.medicion = 1
        elif entrada=='v':
            self.medicion = 0

```

"""

La rampa funciona cuando quiere, el problema radica en que cuando se setea no se setea el punto de inicio en el comando Encontramos que para que empiece a funcionar suele ser util setear una rampa manualmente en el equipo.

"""

```

def rampa(T_fin,paso,tc,nanovolt,fuente,t0,file,axTc,axNv,axNt):
    tc.write('SCONT;') # modo control

    tc.write('STUNE1;') # rampa, va desde temperatura actual a
80.0 K a 1.0 K/min

    T_aux = tc.query('QSAMP?1;')
    T = float(T_aux[0:len(T_aux)-3])

    tc.write('SETP1,'+str(T)+';') # setea el setPoint a la T
actual
    #time.sleep(5.)

    print('SRMP1,1,'+str(T_fin)+','+str(paso)+';')

```

```
tc.write('SRMP1,1,'+str(T_fin)+','+str(paso)+';') # rampa, va
desde temperatura actual a 80.0 K a 1.0 K/min
```

```
#time.sleep(2.)
```

```
#tc.write('SETP1,'+str(T)+';') # setea el setPoint a 10
```

```
seguir = True
```

```
while not H.STOP and seguir:
```

```
    T_aux = tc.query('QSAMP?1;')
```

```
#    V = nanovolt.query('MEAS:VOLT:DC?;')
```

```
    V1 = float(nanovolt.query('READ?;'))
```

```
    fuente.invertir()
```

```
    fuente.set()
```

```
    time.sleep(0.2)
```

```
    V2 = float(nanovolt.query('READ?;'))
```

```
    t = time.time()
```

```
    fuente.medir('t')
```

```
    fuente.set()
```

```
    time.sleep(0.2)
```

```
    T1 = float(nanovolt.query('READ?;'))
```

```
    fuente.invertir()
```

```
    fuente.set()
```

```
    time.sleep(0.2)
```

```
    T2 = float(nanovolt.query('READ?;'))
```

```
    fuente.medir('v')
```

```
    fuente.set()
```

```
    T = float(T_aux[0:len(T_aux)-3])
```

```
    #print(T_aux+str(t-t0))
```

```
    file.write(str(t-t0)+ " " +str(T)+ " " + str(V1)+ " "
+ str(V2)+ " " + str(T1)+ " " + str(T2)+"\n")
```

```
    #tiempos.append(t)
```

```
    #temperaturas.append(T)
```

```
    #plt.plot(t-t0,T,"r*")
```

```
    #plt.pause(0.5) # muestra los datos y espera 0.5
segundos
```

```
    axTc.plot(t-t0,T,"r*")
```

```
    axNv.plot(t-t0, (V1-V2)/2,"b.")
```

```
    axNt.plot(t-t0, (T1-T2)/2,"g.")
```

```
    plt.pause(0.1) # muestra los datos y espera 0.5
segundos
```

```
    #time.sleep(1)
```

```
    if(abs(T-T_fin) < 0.5):
```

```
        seguir = False
```

```
"""
```

```
Setemos los valores iniciales y realizamos las conecciones a los equipos
```

```
"""
```

```
rm = visa.ResourceManager()  
rm.list_resources()
```

```
tc = rm.open_resource('GPIB::10::INSTR')  
nanovolt = rm.open_resource('GPIB::22::INSTR')# este hay que  
habilitarlo desde el equipo
```

```
print(nanovolt.query('*IDN?;'))  
print(tc.query('*IDN?;'))
```

```
print(tc.query('QSETP?1;'))# pregunta el setpoint
```

```
p = parallel.Parallel() # open LPT1 or /dev/parport0
```

```
p.setData(0x00)  
#envia el byte en hexa con los puestos 2-9  
# 0xff prende todos  
# 0x00 apaga todos  
# dan voltaje de 0.5 cuando estan apagados y 3.4 prendidos
```

```
print(nanovolt.query('MEAS:VOLT:DC?;'))
```

```
t0 = time.time()  
t = t0
```

```
fig = plt.figure()  
#Grafico de temperatura  
axTc = fig.add_subplot(311)  
axTc.set_xlabel('Tiempo (s)')  
axTc.set_ylabel('Temperatura (K)')  
lineTc, = axTc.plot([],[])
```

```
#Grafico de tension  
axNv = fig.add_subplot(312)  
axNv.set_xlabel('Tiempo (s)')  
axNv.set_ylabel('Tension 1 (V)')  
lineNv, = axNv.plot([],[])
```

```
#Grafico de tension  
axNt = fig.add_subplot(313)  
axNt.set_xlabel('Tiempo (s)')  
axNt.set_ylabel('Tension 2 (V)')  
lineNt, = axNt.plot([],[])
```

```

H = handler(lineTc,tc)

#tiempos = []
#temperaturas = []

fuente = fuente()
#nanovolt.write("CONF:VOLT:DC 0.001,1E-9")

nombreArchivo = ((time.ctime(time.time()).replace(':', ' '))+'.txt').replace(' ', '_')

file = open(nombreArchivo,'a')
file.write("tiempo temperatura V1 V2 T1 T2\n")

"""
Rutina:
El programa esta pensado para comenzar a temperatura ambiente, o al
menos mayor a 100 K.
baja de la temperatura actual a 100K con un paso de 5 K/min
Mide de 100 a 80 con paso de 0.1 tanto en la bajada como en la subida
Baja a 60, con paso de 5. y termina a 200K con ese mismo paso.
"""
rampa(100.,2.5,tc,nanovolt,fuente,t0,file,axTc,axNv,axNt)

rampa(80.,.1,tc,nanovolt,fuente,t0,file,axTc,axNv,axNt)

rampa(60.,2.5,tc,nanovolt,fuente,t0,file,axTc,axNv,axNt)

rampa(80.,2.5,tc,nanovolt,fuente,t0,file,axTc,axNv,axNt)

rampa(100.,.1,tc,nanovolt,fuente,t0,file,axTc,axNv,axNt)

rampa(200.,2.5,tc,nanovolt,fuente,t0,file,axTc,axNv,axNt)

file.close()

```